



## INSTRUÇÕES DE USO

### INDICAÇÃO DE USO

O Scanbody Implalife indicado para copiar e transferir a posição do implante para um modelo de trabalho virtual onde será confeccionado a prótese.

#### Interfaces Protéticas

**Modelos SCBA e SCIN:** Para implantes com hexágono externo IMPLALIFE

**Modelos SIBA e SIIO:** Para implantes com conexão interna IMPLALIFE

**Modelos SBMP e SIMP:** Para conexão em Mini Pilares IMPLALIFE

### PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Seu princípio de funcionamento é a transferência da posição do implante que está na boca através do escaneamento intraoral ou do modelo extra oral.

### MODO DE USO

- \* Analisar a conexão do implante (Hexágono Externo ou Conexão Interna);
- \* Definir o Scanbody a ser utilizado;
- \* Parafusar manualmente o Scanbody sobre o implante ou intermediário protético;
- \* Escaneamento do Scanbody intraoral ou no modelo de gesso;
- \* Finalização da prótese sobre o Análogo instalado no gesso ou diretamente na boca;
- \* Fixação da prótese através de parafuso.

### PRECAUÇÕES

O produto deve ser usado somente por profissionais habilitados e capacitados ao uso.  
Esterilizar antes do uso.  
Para descarte do produto, siga a legislação vigente de biossegurança.

### CONTRAINDICAÇÃO

O Scanbody é contraindicado para pacientes que apresentem sinais de alergia ou hipersensibilidade aos componentes químicos do material PEEK.

### EFEITOS ADVERSOS

As recomendações de instalação devem ser seguidas para o bom funcionamento do produto, caso não seja, o resultado final pode ser comprometido gerando perda ou fratura da peça. O produto pode causar efeitos colaterais transitórios devido a compressão dos tecidos periimplantares como, leve sangramento, edema, dor, incômodo ou até mesmo infecção em caso de quebra de barreira asséptica.

### ADVERTÊNCIAS

Compatível somente com sistema Implalife.  
O produto é de uso único e não pode ser reesterilizado e/ou reutilizado.  
A reutilização ou reesterilização deste produto pode causar doenças infecciosas contagiosas, deformação e desgaste do produto.

### RASTREABILIDADE

Os produtos Implalife possuem lotes sequenciais que permitem a rastreabilidade, promovendo desta forma, maior segurança ao profissional habilitado ao procedimento. Através deste número de lote é possível saber todo histórico do produto desde o processo de fabricação até o momento da distribuição.

## ARMAZENAMENTO

Os Scanbodies devem ser armazenados à temperatura ambiente. Evitar calor e umidade excessivos. Devem ser mantidos em local fechado e limpo.

## ESTERILIZAÇÃO

Produto fornecido não estéril. Antes do uso, o produto deve ser esterilizado em autoclave a vapor em ciclo de 121°C ATM por 30 minutos. Após a esterilização, o produto deverá ser manipulado em ambiente estéril por profissionais devidamente paramentados e em trajas adequados no momento do procedimento cirúrgico.

## INPORTANTE

Produto de uso único. Proibido o reprocessamento. Produto de uso exclusivo odontológico.

## TRANSPORTE

Os Scanbodies devem ser transportados em temperatura ambiente ao abrigo da umidade e de variações de temperatura. O transporte deve ser feito na embalagem original e de forma segura evitando quedas e avarias no produto.



NÃO REUTILIZAR



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES DE USO



MANTENHA SECO



MANTENHA AO ABRIGO DO SOL



NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER VIOLADA



NÃO REESTERILIZE



FABRICANTE



DATA DE FABRICAÇÃO



CÓDIGO DO PRODUTO

### FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:



**IMPLALIFE – Ind. Prod. Médico  
Odontológico Ltda EPP**

CNPJ: 09.566.849/0001-00

Av. João Amadeu, 310 – Pq. Industrial II

CEP: 15708-028 - Jales - SP - Brasil

### ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 774 3130 +55 (17) 3622-3440

[www.implalife.com.br](http://www.implalife.com.br)

e-mail: [informacoes@implalife.com.br](mailto:informacoes@implalife.com.br)