

INSTRUÇÕES DE USO



INDICAÇÃO DE USO

Os Estojos Odontológicos são autoclaváveis utilizados para organização e esterilização de Fresas e Instrumentais odontológicos.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Os Estojos Odontológicos têm a função de organizar e contribuir para que a esterilização feita na autoclave seja eficaz.

MODO DE USO

Acondicionar as Fresas e Instrumentais odontológicos nas cavidades contidas dentro dos Estojos, fechado e levado até a autoclave.

PRECAUÇÕES

A esterilização química não é recomendável, uma vez que determinados produtos podem provocar descoloração e danos ao estojo. Não tocar o produto nas paredes da autoclave.

CONTRAINDICAÇÃO

Os Estojos Odontológicos não contêm contraindicação desde que seu uso seja de acordo essa instrução.

ADVERTÊNCIAS

Produto não estéril. Não tocar o produto nas paredes da autoclave.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, livre de umidade, poeira e agentes químicos, sobre estrado e/ou prateleira.

ESTERILIZAÇÃO

Produto não estéril. Produto autoclavável até 170°C. Sempre acomode o estojo sobre uma superfície plana e afastado das paredes da autoclave, nunca sobre outros objetos; e sobre o estojo somente outros do mesmo tamanho.

TRANSPORTE

Os Estojos devem ser transportados em temperatura ambiente ao abrigo da umidade e de variações de temperatura, o transporte deve ser feito na embalagem original e de forma segura, evitando quedas.

FABRICADO E DISTRIBUIDO POR: **IMPLALIFE – Ind. Prod. Médico Odontológico Ltda EPP**

CNPJ: 09.566.849/0001-00

Av. João Amadeu, 310 – Pq. Industrial II

CEP: 15708-028 - Jales - SP - Brasil

ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 774 3130 +55 (17) 3622-3440

www.implalife.com.br

e-mail: informacoes@implalife.com.br